



Reagenssats, tannin och lignin

Produktnr:

2244600

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



For determination of Tannin and Lignin by the Tyrosine Method. For 25 mL sample.

För mätning av tannin och lignin med tyrosinmetoden. Hach-metod 8193. Område: 0,1 - 9,0 mg/L. Provvoly: 25 mL. Satsen innehåller: natriumkarbonatlösning och TanniVer 3 tannin-ligninreagens för upp till 100 tester.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Alla utom DR/820, PC II
Mätområde:	0.1 - 9.0 mg/L som tanninsyra
Metodnamn:	Tyrosin
Metodnummer:	8193
Parameter:	Tannin och lignin
Plattform:	Lösning