



Titreringspatron med kvicksilverniträt 2.256 N

Produktnr:

92101

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



För DIGITAL TITRATOR titrering av klorid, 10 - 8000 mg/L Cl⁻.

Specifikationer

Antal tester :	40 - 100
Mätområde:	100 - 8000 mg/L Cl ⁻
Metodnamn:	Mercuric Nitrate
Metodnummer:	8206
Parameter:	Chloride
Plattform:	Digital Titrator
Titrant:	2.256 N Hg(NO ₃) ₂