



SulfaVer 4 Sulfatreagens, ACCUVAC, 2-70 mg/L SO₄

Produktnr: 2509025

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- 2106769

Ampullerna innehåller en exakt reagensmängd för ett test och kan användas som mätkyvett. För mätning av sulfat.

Specifikationer

Antal tester :	25
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla
Mätområde:	2 - 70 mg/L SO ₄
Metodnamn:	SulfaVer 4
Metodnummer:	8051
Parameter:	Sulfat
Plattform:	Accuvac
Volym/förpackningsstorlek:	25 förp.