



Fosfatstandardlösning, 50 mg/L PO₄ (NIST), 500 mL

Produktnr: 17149
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Standard för en parameter för analytisk kvalitetssäkring.

Specifikationer

Beskrivning:	Fosfatstandardlösning, 50 mg/L PO ₄ (NIST), 500 mL
Koncentration:	50 mg/L PO ₄
Parameter:	Fosfat
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL 500