



Blandad parameter, kvalitetskontrollstandard (500 mL)

Produktnr: 2833249
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Kvalitetskontrollstandard (oorganiska ämnen i utströmmande avloppsvatten) för parametrarna ammoniak, nitrat, fosfat, COD, sulfat och TOC.

Standardlösningen innehåller följande koncentrationer:

Ammoniak 2,0 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ /2,1 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$

Nitrat 4,0 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$

Fosfat 2,0 mg/L PO_4

COD 25 mg/L O_2

Sulfat 50 mg/L SO_4

TOC 8 mg/L C

Specifikationer

Beskrivning:	Oorganiska ämnen i utströmmande avloppsvatten, kvalitetskontrollstandard, 500 mL
Koncentration:	Sulfat 50 mg/L SO_4^{2-}
Lagringsförhållanden:	10 - 25 °C
Parameter:	Blandad
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	500