



Klorstandardlösning, 25-30 mg/L Cl₂, 20 st

Produktnr:	2630020
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Standard för en parameter för analytisk kvalitetssäkring.

Specifikationer

Beskrivning:	Klorstandardlösning, 25-30 mg/L som Cl ₂ , PourRite-ampuller, 20/förp.
Koncentration:	25 - 30 mg/L Cl ₂
Parameter:	Klor
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	20 Ampuller