



Standardlösning med formazin för turbiditetsmätning, 4 000 NTU, 100 mL

Produktnr:

246142

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Standardlösning för turbiditetsmätning kan spädas för att användas med någon av Hachs turbidimetrar (TL23, TU52, 2100Q, 2100N, 2100AN series).

Specifikationer

Koncentration:	4000 NTU
Parameter:	Turbiditet
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	100 mL