



Stablcal Turbiditetsstandard, kalibreringskit, 0 - 7500 NTU

Produktnr:

2659505

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



6 bruksfärdiga primärstandarder med stabiliserad formazin. Paketet innehåller förseglade kyvetter av varje: <0.1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU, 7500 NTU.

Specifikationer

Koncentration: < 0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU

Volym/förpackningsstorlek: 6 paket med