



Kalibreringssats, Stablcal turbiditetsstandarder, 2100AN / AN IS turbidimeter, 100 mL flaskor

Produktnr:

2659510

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



Stabil, primär formazinstandard i flaskor, paket med: <0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU

Specifikationer

Beskrivning:	STABLCAL kalibreringspaket för 2100 AN / AN IS (100 ml flaska)
Instrument:	2100 AN / AN IS
Koncentration:	< 0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
Lagringsförhållanden:	5 °C - 25 °C
Parameter:	Turbidity
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	paket med