



## Stablcal Stabiliserad formazinturbiditetsstandard 20 NTU, 100 mL

**Produktnr:**

**2660142**

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Bruksfärdig primärstandard med stabiliserat formazin 100 mL flaska, 20 NTU.

### Exakta, färdigblandade formazinlösningar

Med patenterade tillverkningsteknik bereder Hach Stablcal-standardlösning för exakta koncentrationer med en mängd olika koncentrationer – vilket ger korrekta turbidimeterkalibreringar.

### Baserade på primära standardlösningar med formazin

Stablcal stabiliserad standardlösning med formazin innehåller samma ljusspridningspolymer som traditionell formazinbaserad turbiditetsmätning – och uppträder likvärdigt.

### Bättre stabilitet spar tid och arbete

När primära standardlösningar med formazin kan beredas direkt i labet är processen arbetskrävande och tidsödande – och utspädda standardlösningar är inte stabila. Stablcal är en stabil version av formazin – som ger reproducerbara resultat, utan den tid och ansträngning som krävs för labberedda standarder.

### Tillförlitliga resultat

Hach var först med att tillämpa formazin som en turbiditetsmätning i dricksvattensindustrin, för mer än 40 år sedan. Stablcal-standarder är baserade på flera decenniers erfarenhet av turbiditetsmätning.

---

## Specifikationer

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Koncentration:             | 20 NTU  |
| Plattform:                 | Lösning |
| Volym/förpackningsstorlek: | ml      |