



Stablcal stabiliserad standardlösning för turbiditetsmätning, 1000 NTU, 100 mL

Produktnr:

2660642

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Bruksfärdig primärstandard, stabiliserad formazinlösning i 100 mL flaska, 1000 NTU.

Exakta, färdigblandade formazinlösningar

Med patenterade tillverkningsteknik bereder Hach Stablcal-standardlösning för exakta koncentrationer med en mängd olika koncentrationer – vilket ger korrekta turbidimeterkalibreringar.

Baserade på primära standardlösningar med formazin

Stablcal stabiliserad standardlösning med formazin innehåller samma ljusspridningspolymer som traditionell formazinbaserad turbiditetsmätning – och uppträder likvärdigt.

Bättre stabilitet spar tid och arbete

När primära standardlösningar med formazin kan beredas direkt i labet är processen arbetskrävande och tidsödande – och utspädda standardlösningar är inte stabila. Stablcal är en stabil version av formazin – som ger reproducerbara resultat, utan den tid och ansträngning som krävs för labberedda standarder.

Tillförlitliga resultat

Hach var först med att tillämpa formazin som en turbiditetsmätning i dricksvattensindustrin, för mer än 40 år sedan. Stablcal-standarder är baserade på flera decenniers erfarenhet av turbiditetsmätning.

Specifikationer

Koncentration:	1000 NTU
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	100 mL