



Kalibreringssats, Stablcal turbiditetsstandarder, 2100N/N IS turbidimeter, 500 mL

Produktnr:

2662100

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



Fem flaskor med stabiliserad primär formazinstandardlösning, klar att använda. Satsen innehåller 500 mL av vardera: <0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1 000 NTU, 4 000 NTU.

Specifikationer

Koncentration: < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU

Volym/förpackningsstorlek: set med 5