



Stablcal Turbiditetsstandard, kalibreringspaket, 0 - 4000 NTU

Produktnr:

2662105

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



5 bruksfärdiga primärstandarder med stabiliserad formazin. Paketet innehåller förseglade kyvetter av varje: <0.1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU.

Exakta, färdigblandade formazinlösningar

Med patenterade tillverkningsteknik bereder Hach Stablcal-standardlösning för exakta koncentrationer med en mängd olika koncentrationer – vilket ger korrekta turbidimeterkalibreringar.

Baserade på primära standardlösningar med formazin

Stablcal stabiliserad standardlösning med formazin innehåller samma ljusspridningspolymer som traditionell formazinbaserad turbiditetsmätning – och uppträder likvärdigt.

Bättre stabilitet spar tid och arbete

När primära standardlösningar med formazin kan beredas direkt i labet är processen arbetskrävande och tidsödande – och utspädda standardlösningar är inte stabila. Stablcal är en stabil version av formazin – som ger reproducerbara resultat, utan den tid och ansträngning som krävs för labberedda standarder.

Tillförlitliga resultat

Hach var först med att tillämpa formazin som en turbiditetsmätning i dricksvattensindustrin, för mer än 40 år sedan. Stablcal-standarder är baserade på flera decenniers erfarenhet av turbiditetsmätning.

Specifikationer

Instrument:	2100N, 2100N IS, TL2300 and TL2310 IS
Koncentration:	< 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
Parameter:	Turbidity
Volym/förpackningsstorlek:	Set of 5