



Kuddar med reagenspulver, NitriVer 3, nitrit, 25 mL, 1000/förp.

Produktnr:

1406528

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagens i förseglad förpackning för mätning av kväve, nitrit. 25 mL prov, 1000/förp.

Specifikationer

Antal tester :	1000
Beskrivning:	Kuddar med NitriVer 3 nitritreagenspulver, 25 mL
Instrument:	DR/2000, DR/3000
Mätområde:	0,02 - 0,300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Metodnamn:	Diazotisation
Metodnummer:	8507
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	1000 /förp.