



Nitritreagens, 2-150 mg/l NO₂

Produktnr:

221969

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



Reagens i förseglade förpackningar för bestämning av nitrit.

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	NitriVer 2 Nitrite Reagent Powder Pillows, 25 mL
Instrument:	DR/2000, DR/3000
Mätområde:	2 - 150 mg/L NO ₂ ⁻
Metodnamn:	Ferrous Sulfate
Metodnummer:	8153
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk