



Reagenspulver för nitrat (pk/100)

Produktnr:

1403599

SEK Pris:
Tillgänglig

Kontakta oss

Farligt



Pulverreagens i förseglad förpackning för bestämning av nitratkväve upp till 50 mg/l NO₃-N.

For high range nitrate determination by the NitraVer[®] 5 cadmium reduction method. Range: up to 50 mg/L as nitrate-N. Sample Size: 5 mL. Pack of 100 powder pillows.

Specifikationer

Metodnamn:	Cadmium Reduction
Plattform:	Powder Pillows
Volym/förpackningsstorlek:	100 /pk