



Nitrit ACCUVAC, 0,002-0,300 mg/L NO₂-N

Produktnr:

2512025

Farligt

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.



Föreslagna ersättningar:

- 2107169

ACCUVAC-ampuller innehåller en exakt reagensmängd för ett test och kan användas som mätkyvett. För mätning av kväve, nitrit med diazotisationsmetoden.

Specifikationer

Antal tester :	25
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Allt utom PC II
Mätområde:	0.002 - 0.300 mg/L NO ₂ -N
Metodnamn:	Diazotization
Metodnummer:	8507
Parameter:	Nitrit
Plattform:	Accuvac
Volym/förpackningsstorlek:	25 /pk