



Fosfonatreagenssats, pulverkuddar, 0,02-125 mg/L PO₄

Produktnr:

2429700

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Pulverreagenser i förseglade förpackningar för mätning av fosfonatföreningar med metoden för UV-persulfatoxidation.

Specifikationer

Antal tester :	100
Beskrivning:	Fosfonatreagenssats
Instrument:	Alla utom DR 900
Lagringsförhållanden:	10 °C - 25 °C
Mätområde:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Metodnamn:	UV-persulfatoxidation
Metodnummer:	8007
Parameter:	Fosfonater
Plattform:	Powder Pillows
Specialkommentarer:	Satsen innehåller: pulverkuddar med kaliumpersulfat (2084769), PhosVer 3-pulverkuddar (2106069)