



Fosfat, orto, reagenssats, 0,23-30,00 mg/L PO₄

Produktnr:

2244100

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



För mätning av fosfat med aminosyrametoden.

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	Allt utom PC II
Mätområde:	0,23 - 30,00 mg/L PO ₄
Metodnamn:	Aminosyra
Metodnummer:	8178
Parameter:	Fosfor
Plattform:	Lösning