



Ortofosfat, TNT, 0,06 - 5,00 mg/L PO₄

Produktnr:

2742545

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Kyvetttest (Ø 16 mm), fullständigt utrustat med alla reagenser, optimerat för tillförlitliga mätresultat och enkel hantering. TNT = Test 'N Tube. 25 - 50 tester.

16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.

Specifikationer

Antal tester :	25 - 50
Instrument:	DR 900
Mätområde:	0,06 - 5,00 mg/L PO ₄
Metodnamn:	Askorbinsyra
Metodnummer:	8048
Parameter:	Reactive (Orthophosphate)
Plattform:	Test 'N Tube
Specialkommentarer:	16 mm TNT-produkter kan endast utvärderas på DR900. Kontakta ditt lokala tekniska supportteam om du har frågor.