



## PhosVer Fosfat ACCUVAC, 0,02-2,50 mg/L PO<sub>4</sub>

**Produktnr:**

2508025

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



ACCUVAC-ampuller innehåller en exakt reagensmängd för ett test och kan användas som mätkyvett. För mätning av reaktiv fosfor med askorbinsyrametoden. Förpackning med 25.

---

### Specifikationer

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Antal tester :             | 25                               |
| Instrument:                | Alla utom DR/820                 |
| Mätområde:                 | 0,02 - 2,50 mg/L PO <sub>4</sub> |
| Metodnamn:                 | Askorbinsyra                     |
| Metodnummer:               | 8048                             |
| Parameter:                 | Fosfat                           |
| Plattform:                 | Accuvac                          |
| Volym/förpackningsstorlek: | 25 förp.                         |