



Natriumnitrat, 0,5 M, 500 mL, 924x-analysator

Produktnr:	2507149
SEK Pris:	Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor	

Natriumnitrat, 0,5 M, 500 mL, för 9245- och 9240-natriumanalysatorer

Specifikationer

Instrument:	9245 & 9240
Koncentration:	5 mg/L
Lagringsförhållanden:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Parameter:	Sodium
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL