



## DR/820 Colorimeter for 20+ Methods

**Produktnr:** 4844000

### UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Portable and robust, micro-processor-controlled Colorimeter with modern, power-saving LED Technology. Pre-programmed with 20 Analyse Methods.

**Easy operation**

**Designed for use in the field**

**Rugged construction**

**Reliable results without a mains connection**

**Configured for immediate use**

---

## Specifikationer

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Användargränssnittsspråk: | English                                          |
| Användarprogram:          | 10 user entered programs,<br>12 data points each |
| Display :                 | LCD, shows results, parameter, name, and unit    |
| Displaystorlek:           | 38 mm x 64 mm                                    |
| Displaytyp:               | b/w                                              |
| Fotometrisk linjäritet:   | ± 0,002 Abs (0 - 1 Abs)                          |
| Fotometrisk noggrannhet:  | ± 0,005 Abs vid 1,0 Abs                          |
| Fotometriskt mätområde:   | 0 - 2 Abs                                        |
| Garanti :                 | 1 år                                             |
| Handboksspråk:            | English, German, Italian                         |
| Kyvettkompatibilitet:     | 1 in and 16 mm round vial (16 mm with adapter)   |
| Lamptyp:                  | 1 LED (Light Emitting Diode)                     |
| Omgivningstemperatur:     | 0 - 50 °C                                        |
| Optiskt system:           | 0 / 180 transmittance                            |
| Strålhöjd:                | 5 mm                                             |
| User interface:           | 16 key                                           |
| Våglängdsintervall:       | 520 nm                                           |

Våglängdsnoggrannhet:

$\pm 1$  nm Fixed Wavelength, varies with model

Våglängdsval:

Automatic based on test selected