



Standardlösning med formazin för turbiditetsmätning, 4 000 NTU, 500 mL

Produktnr:

246149

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Standardlösning för turbiditetsmätning kan spädas för att användas med någon av Hachs turbidimetrar.

Specifikationer

Koncentration:	4000 NTU
Lagringsförhållanden:	Store in a cool, dark place, away from direct sunlight
Mätområde:	N/A
Parameter:	Turbidity
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL 500 mL