



Sension+ ORP/Redox-gelelektrod, keramiskt membran

Produktnr: LZW5055.97.0002
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

ORP/Redox-elektrod med platinatråd. Polykarbonatkropp. Mätområde $\pm 2\,000$ mV, 0-80 °C. Litet underhållsbehov För bärbara mätare.

Specifikationer

Accuracy:	1 mV med pH1-mätare
Dimension (D x L):	12 mm x 85 mm (utan handtag)
Elektrolyt:	Gel, ej påfyllbar
Garanti :	6 månader
Givar koppling:	Keramisk plugg
Givartyp:	Platinaring
Kabellängd:	1 m
Längd:	85 mm (utan handtag)
Material:	Givarkropp: polykarbonat
Mätområde:	± 2000 mV
Parameter:	ORP
Temperaturområde :	0 - 80 °C
Termistor:	-
Typ:	Portabel