



PAN indikatorlösning, 0,3% (100 ml SCDB)

Produktnr:

2150232

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



Kolorimetrisk reagens för bestämning av låga halter av nickel och kobolt, indikator för EDTA-titrering av koppar. Uppmätt droppflaska.

Specifikationer

Antal tester :	50 - 100
Beskrivning:	PAN Indicator 0.3%, 100 mL
Metodnamn:	PAN
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	100 ml