



SpecCheck monokloramin/fri ammonium sekundär standardsats

Produktnr: 2507500
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Fasta gelstandarder som är klara för användning (sats med 4 flaskor), för instrumentverifiering i laboratoriet och på fältet.

Monokloramin 0,04 - 4,50 mg/L Cl_2 ; fri ammonium 0,2 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$.

Specifikationer

Beskrivning:	Monokloramin/fri ammoniak
Koncentration:	0.04 – 4.50 mg/L Cl_2
Metodnamn:	Indofenol
Volym/förpackningsstorlek:	Sats med 4 flaskor