



## Ammoniakmembran, utbytessats, 5 st

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Produktnr:</b>         | <b>5192711</b> |
| SEK Pris:                 | Kontakta oss   |
| Inget leveransdatum anges |                |

För ISE-elektrod, kväve-ammoniak/ammonium.

Utbytesmembran för jonselektiv elektrod, ammoniak (5192700). Förpackning med 5 membran.

---

### Specifikationer

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Volym/förpackningsstorlek: | 5 /pk |
|----------------------------|-------|