



Påfyllningslösning, referens, 3 M KCl, 125 mL

Produktnr:	LZW9510.99
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Påfyllningslösning för elektrodreferenselement, kaliumklorid (KCl), 3 M, 125 mL-flaska

Specifikationer

Beskrivning:	PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Formula:	KCl 3M
Plattform:	Lösning
Solution Type:	Påfyllning
Volym/förpackningsstorlek:	125 mL