



Påfyllningslösning, referens, 3 M KCl med AgCl, 100 mL

Produktnr: S21M004
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Påfyllningslösning för elektrodreferenselement, kaliumklorid (KCl) med mättad AgCl, 3 M, 100 mL-flaska

Specifikationer

Beskrivning:	MTC301, PHC301
Formula:	KCl 3M & AgCl mättad
Koncentration:	3 M KCl, mättad med AgCl
Plattform:	Lösning
Solution Type:	Påfyllning
Volym/förpackningsstorlek:	100 mL