



## Ryggsäck för portabla mätare, stor, i nylon, hjul

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Produktnr:</b>     | <b>2985000</b> |
| SEK Pris:             | Kontakta oss   |
| Skickas inom 2 veckor |                |

För behändig transport av portabla mätare och upp till sex st 50 mL standardlösningar.

### Lämplig

Dessa ryggsäckar kombinerar modern design med innovativ design och gör det enkelt att bära med sig analytisk testutrustning.

### Anpassningsbar

Det justerbara indelningssystemet gör att du kan skapa anpassade fack för att organisera utrustningen precis som du vill ha den.

### Ergonomisk

Lätt, tjockt stoppningsmaterial ger överlägset skydd under transport. En ryggpåse med sydd skumplast gör ryggsäcken väl lämpad för både korta och långa testäventyr. Bröstbensspännet ger extra stöd när man bär tyngre utrustning.

Ett teleskophandtag och en komfortdyna ger extra komfort när ryggsäcken används som ryggsäck. Den stora ryggsäcken kan också användas som en väska med hjul eller en ryggsäck med hjul för inlineskridskor.

---

## Specifikationer

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Dimension (H x B x D): | 432 mm x 356 mm x 152 mm |
| Höjd :                 | ID:                      |
| Längd:                 | 152 mm                   |
| Material:              | Nylon, plast-textil      |
| Vikt :                 | Kapacitet: 13,6 kg       |