



Reagenssats för hårdhet (kalcium), HR, digital titrator

Produktnr:

2447500

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Inget leveransdatum anges



För bestämning av kalciumhårdhet med EDTA-metoden, 100-4000 mg/L CaCO₃.

Specifikationer

Antal tester :	40-100
Mätområde:	100 - 4000 mg/L CaCO ₃
Metodnamn:	EDTA Titration
Metodnummer:	8204
Parameter:	Hardness (Calcium)
Plattform:	Digital Titrator
Specialfunktioner:	Reagent set, HR, Digital Titrator