



Standardlösning för konduktivitet, 1 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST) 491 mg/L NaCl, 500 mL

Produktnr: 1440049
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

För standardisering och noggrannhetskontroller vid konduktivitetsmätning

Specifikationer

Beskrivning:	Natriumklorid, 1 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 500 mL
Koncentration:	1 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Parameter:	Konduktivitet
Plattform:	Lösning
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL