



Natriumklorid, standardlösning, 100 µS/cm (NIST), 500 mL

Produktnr: 2971849
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Standardlösning för konduktivitet, 100 µS/cm ±1 µS/cm vid 25 °C, 49 mg/L ±0,25 mg/L som natriumklorid (NaCl), (1 µS/cm ~ 0,5 mg/L TDS), 500 mL-flaska.

Specifikationer

Beskrivning:	Standardlösning för konduktivitet
Koncentration:	49 mg/L ±0,25 mg/L som natriumklorid (NaCl)
Lagringsförhållanden:	10 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Package settings:	Flaska
Parameter:	Konduktivitet
Plattform:	Lösning
Specialkommentarer:	Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 3 månader
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL