



Pipettspetsar, Tensette-pipett 1970001, 0,1 - 1,0 mL, 1 000/ förp.

Produktnr:

2185628

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Utför korrekt, ekonomisk pipettering med Hachs Tensette-pipetter. Enkanalspipetter med luftförskjutning finns i två modeller: 0,1 - 1,0 mL volymer (i steg om 0,1 mL) eller 1,0 - 10,0 mL (i steg om 1,0 mL). Volymval med en enkel vridning av kolven.

Specifikationer

Volym/förpackningsstorlek: 1000 /förp.