



Titreringsapplikationspaket - vatten: pH & Alkalinitet

Produktnr: AP0001.AT1102

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Applikationspaket för bestämning av pH and Alkalinitet i vatten. Passar modeller Titralab AT1000 Series, Automatic Titrator Models AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Specifikationer

Applikation: Municipal Applications

Garanti : 24 månader

Kompatibla instrument: AT1102

AT1112

AT1122

AT1222

Parameter: pH/Alkalinity

Typ: Application Pack

Vad ingår i leveransen: Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.

Vad finns i förpackningen

Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.