



Titreringsapplikationspaket - vatten: pH, Alkalinitet & Konduktivitet

Produktnr: AP0002.AT1102

SEK Pris: Kontakta oss

Tillgänglig

Applikationspaket för bestämning av pH, Alkalinitet and Konduktitet i vatten. Passar modeller Titralab AT1000 Series, Automatic Titrator Models AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Specifikationer

Applikation:	Municipal Applications
Garanti :	24 månader
Kompatibla instrument:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parameter:	pH/Alkalinity & Conductivity
Typ:	Application Pack
Vad ingår i leveransen:	Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.

Vad finns i förpackningen

Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.