



Titreringsapplikationspaket - livsmedel: SO₂ i vin

Produktnr: AP0012.AT1122

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Applikationspaket för bestämning av Free & Total SO₂ in wine. Suited for Titrallab AT1000 Series, Automatic Titrator Models AT1122/AT1222.

Specifikationer

Applikation:	Food & Beverage Applications
Garanti :	24 månader
Kompatibla instrument:	AT1122
	AT1222
Parameter:	Free & Total SO ₂ in Wine
Typ:	Application Pack
Vad ingår i leveransen:	Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.

Vad finns i förpackningen

Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.