



Titreringsapplikationspaket - livsmedel:: pH, Total Aciditet & SO₂ i vin

Produktnr: AP0013.AT1222

SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Applikationspaket för bestämning av pH, Total Aciditet and Fritt & Total SO₂ i vin. Passar modeller Titralab AT1000 Series, Automatic Titrator Model AT1222.

Specifikationer

Applikation:	Food & Beverage Applications
Garanti :	24 månader
Kompatibla instrument:	AT1222
Parameter:	pH, Total Acidity, Free & Total SO ₂ in Wine
Typ:	Application Pack
Vad ingår i leveransen:	Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork., 1 L glas flaska.

Vad finns i förpackningen

Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork., 1 L glas flaska.