



Titreringsapplikationspaket - Karl Fischer: Fukthalt

Produktnr: AP0014.KF1121

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Applikationspaket för bestämning av Fukthalt (Karl Fischer). Passar för Titralab KF1000 Series, Automatic Titrator Model KF1121.

Specifikationer

Applikation:	Moisture Content Application
Garanti :	24 månader
Kompatibla instrument:	KF1121
Parameter:	Moisture Content (Karl Fischer)
Typ:	Application Pack
Vad ingår i leveransen:	Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.

Vad finns i förpackningen

Applikationspaket innehåller glas spruta, plast bägare, magnetisk omrörare, förprogramerad applikation på usb-minne, elektrod, konisk adapter, flaskkork.