



Addista Mono-standard för klorkyvtest LCK310

Produktnr:	LCA310
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Kontrollstandardsystem för analytisk kvalitetssäkring (AQA), för klorkyvtest

Specifikationer

Beskrivning:	ADDISTA Mono-standard för klorkyvtest LCK310
Koncentration:	25 – 30 mg/L Cl ₂
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Parameter:	Klor
Plattform:	LCA
Specialkommentarer:	På grund av produktionsrelaterade faktorer är standardens koncentration mellan 25 och 30 mg/l Cl ₂ . Det nominella värdet – efter att proceduren har utförts – visas på det medföljande testcertifikatet.