



Ammoniumstandardlösning, 50 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$, 100 mL

Produktnr:	LCA503
SEK Pris:	Kontakta oss
Tillgänglig	

Ammoniumstandardlösning med 50 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$ för kvalitetskontroll med LCK503 ammoniumkyvtest. LCA503 lämpar sig även för kvalitetskontroller med AMTAX sc ammoniumanalysator.

Specifikationer

Koncentration:	50 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Parameter:	Ammonium
Volym/förpackningsstorlek:	100 mL