



Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA700
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).

Gäller för kyvetttesterna

- LCK304 Ammonium, 0,015-2,0 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$
- LCK311 Klorid, 1-70 mg/L Cl
- LCK228 Kalium, 5-50 mg/L K
- LCK328 Kalium, 8-50 mg/L K
- LCK348 Fosfat (orto), 0,5-5,0 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$
- LCK1414 COD, 5-60 mg/L O_2
- LCK238 Laton, 5-40 mg/L TN_b

Förtroende för dina resultat

Kontinuerlig dokumentation av analytiska kvalitetssäkringsåtgärder med hjälp av Addista-systemet bestyrker riktigheten i dina vattentestresultat.

Mindre komplexitet

Varje Addista-standardlösning innehåller flera parametrar. Detta minskar antalet flaskor med enstaka parameterstandarder i ditt lab avsevärt.

Färre felkällor

Addista-lösningarna är färdiga för att användas med Hachs LCK kyvetttest. Eftersom ingen spädning behövs blir handläggningstiden mindre och ytterligare en felkälla elimineras vid analys av standardlösningar.

Specifikationer

Beskrivning:	ADDISTA Multi-parameter, standardlösning
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Parameter:	ADDISTA
Plattform:	LCA