



Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA705
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).

Gäller för kyvetttesterna

<TableBullet/>LCK014 COD, 1 000-10 000 mg/L O₂

<TableBullet/>LCK302 Ammonium, 47-130 mg/L NH₄-N

<TableBullet/>LCK311 Klorid, 1-70 mg/L Cl

<TableBullet/>LCK387 TOC, 300-3 000 mg/L C

Förtroende för dina resultat

Kontinuerlig dokumentation av analytiska kvalitetssäkringsåtgärder med hjälp av Addista-systemet bestyrker riktigheten i dina vattentestresultat.

Mindre komplexitet

Varje Addista-standardlösning innehåller flera parametrar. Detta minskar antalet flaskor med enstaka parameterstandarder i ditt lab avsevärt.

Färre felkällor

Addista-lösningarna är färdiga för att användas med Hachs LCK kyvetttest. Eftersom ingen spädning behövs blir handläggningstiden mindre och ytterligare en felkälla elimineras vid analys av standardlösningar.

Specifikationer

Beskrivning:	ADDISTA Multi-parameter, standardlösning
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Parameter:	ADDISTA
Plattform:	LCA