



Pipettvalideringssats

Produktnr:

LCA722

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

För noggrannhetskontroll av pipetter inom den analytiska kvalitetssäkringen (AQA).

Felaktiga pipetterade volymer beror ofta på feljusterade pipetter. Felet kan inträffa efter lång användning, för hård åtdragning, mekaniska påfrestningar eller felaktig hantering. Regelbundna kontroller med pipetttestsatsen underlättar tidig upptäckt.

Specifikationer

Antal tester :	5
Beskrivning:	Pipetttestsats
Lagringsförhållanden:	15 °C - 25 °C
Metodnamn:	Avfärgning
Parameter:	Pipetttestsats
Plattform:	LCA
Specialkommentarer:	En medföljande färglösning med exakt känd sammansättning späds med testvolymen från pipettspetsarna. Den resulterande absorptionen är ett mått på avvikelsen från korrekt volym. Pipetteringsfel på mer än 2 % kan upptäckas tydligt på det här sättet.