



COD-kyvetttest - ISO 15705, 0-1 000 mg/L O₂, 24 tester

Produktnr:

LCI400

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständig utrustad låda. Officiellt godkända avseende tillåtna gränser. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Exakta koncentrationer av ISO-godkänd formel

Oerhört exakta

Fördoserade och klara att använda

Ingen kontakt med toxiska reagenser

Tjänst för avfallshantering/återvinning

Specifikationer

Antal tester :	24 tester, en blank
Beskrivning:	Kemiskt syrebehov
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C (skyddas mot ljus)
Mätområde:	0 - 1000 mg/L O ₂
Metodnamn:	Dikromat
Parameter:	COD
Plattform:	LCK
Standard method:	ISO 15705
Uppslutning krävs:	Ja