



Sura kopparpläteringsbad, kyvetttest, 2-100 g/L Cu, 25 tester

Produktnr:

LCK229

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvetttester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständig utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Sura kopparpläteringsbad
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	2 - 100 g/L Cu
Metodnamn:	Intrinsic Bath Colour-metoden
Parameter:	Koppar
Plattform:	LCK