



Fotometriskt jodprov (MEBAK), kyvette, 25 tester

Produktnr:

LCK240

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



LCK-kyvette, tester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

För jodvärden > 0,2

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	analog MEBAK-metod
Instrument:	DR6000
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	> 0,2
Metodnamn:	MEBAK-metod
Parameter:	Fotometriskt jodprov (PIS)
Plattform:	LCK