



Bitter units (beska, MEBAK), kyvette, ≥ 2 BU, 25 tester

Produktnr:

LCK241

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig



LCK-kyvette: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Fördoserade reagenser för maximal säkerhet. Enkla att använda och med fotometrisk utvärdering, förpackade i en fullständig utrustad låda. Miljövänliga på grund av färre kemikalier.

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	DR6000
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	≥ 2 Bitterenheter
Metodnamn:	Analog MEBAK-metod
Parameter:	Bitter units (beska)
Plattform:	LCK
Standard method:	MEBAK