



Vicinala diketoner, kyvette-test, 0,015-0,5 mg/kg diacetyl, 25 tester

Produktnr:

LCK242

SEK Pris:
Tillgänglig

Kontakta oss

Farligt



Undvik bismak i ditt öl och håll koll på din produktions kvalite genom att mäta VDK (vicinal diketones)

För att användas med Hach DR6000 spektrofotometer. LCK242 för test av innehållet av VDK snabbare och mer effektivt. Kyvetterna ger hög kvalitativa resultat utan externa störningar. De är skapade för att förenkla analysen på bryggeriet, med noggranna resultat varje gång

Färdigpreparerade kyvette-tester

Streckkodsetikett för automatisk igenkänning

RFID teknologi för dokumentation och spårbarhet

Inget nollprov

Innovativ kyvett och reagens teknik

Specifikationer

Antal tester :	25
Instrument:	DR6000
Lagringsförhållanden:	2 - 8 °C (förvaras i kyl)
Mätområde:	0.015 - 0.5 mg/kg Diacetyl
Metodnamn:	Analog MEBAK-metod
Parameter:	Vicinala diketoner (VDK)
Plattform:	LCK